



GL 48 mg/dL
& mmol/L

beurer
medical

GL 48 mg/dL & mmol/L Blutzuckermessgerät



Mit USB-Kabel und gratis Webanwendung
inkl. USB-Uploader



Streifenauswurf Funktion zur
hygienischen Entsorgung



Farbige Zielbereichskala & Anzeige auf
dem Display zur Unterstützung bei der
Interpretation des Messergebnisses



Elektronisches Tagebuch via gratis Webanwendung inkl. USB-Uploader

Display mit selbsterklärender Benutzerführung

Easy to use: handliche Teststreifen, einfache Messwertmarkierung für optimiertes
Diabetesmanagement: vor dem Essen, nach dem Essen, generelle Markierung

Blutmengenkontrolle: Messung nur bei ausreichend großer Blutprobe

Starter Set: Messgerät GL 48, Stechhilfe LD 04, 10 Lanzetten, 10 Teststreifen,
USB-Kabel, Etui, Gebrauchsanweisung, Kurzanleitung, Blutzucker-Tagebuch

Keton-Warnung im Display

GlucoMemory Software in Deutsch und Englisch:
Einfache Ergebnis- und Trendübersicht im Zielkorridor

Software zum Gratis-Download unter:
www.beurer.com > SERVICE > Download-Center

Erforderliche Blutmenge: 0,5 Mikroliter

Messdauer: ca. 5 Sekunden

Codefrei

Messwertspeicher für 900 Messwerte mit Datum, Zeit und Messwertmarkierung

Durchschnittswertberechnung für 7, 14, 30 oder 90 Tage für
- alle Messwerte - markierte Messwerte

Blutprobe: frisches Vollblut (kapillar) oder venöses Vollblut

Plasma kalibriert

Messbereich: 20 - 630 mg/dL / 1,1 - 35,0 mmol/L

Erfüllt die EN ISO 15197:2015 vollumfänglich (verpflichtend seit Mai 2016)

Abschaltautomatik

Produktmaße (L/H/T): 94 x 52 x 14 mm

Produktgewicht: 50 g

Knopfzellen Batterien (CR2032)

Aufbewahrung/Transport:	Temperatur:	Rel. Luftfeuchtigkeit:
Gerät:	+2°C bis +30°C	< 90 %
Teststreifen:	+2°C bis +30°C	< 90 %





GL 48 mg/dL
& mmol/L

beurer
medical

Betrieb:	+10°C bis +40°C	< 90 %
Medizinprodukt, 5 Jahre Garantie		
VE: 5 / Transportkarton: 4 x 5		
EAN-Nr.:	Art.-Nr.:	
4 211125 463663 (mg/dL)	463.66 (mg/dL)	
4 211125 463670 (mmol/L)	463.67 (mmol/L)	



VERBINDUNG



GL48_2020-09-21_04_DS_DE_BEU Irrtum und Änderungen vorbehalten

* geprüfte Online-Applikation „beurer HealthManager“ Cloud